



Клиент	Проверка инжекторов коммон рейл Владислав Юрьевич Швецов	Место проверки ООО фирма "ДаКо" Лазарева, 1/1 350005 Краснодар
Номер клиента	3H012237	
Номер заказа	3H012237	
Телефон	8-9180376625	8(861)279-30-30
Факс		8(861)279-30-30
Примечание		Проверяющий Хорольский Д.С.

Типовой № детали	Обозначение типа	Дата изменения	Компенсация
0445115046 --	CRI 3-16	28.07.2011	IX
Изготовитель	Тип	Точка регул.	Температура
Bosch	Piezo		40 °C

Жалоба

Результат


Примечание

	Инжектор А	Инжектор В	Инжектор С	Инжектор D	Инжектор Е	Инжектор F
Серийный номер	3352	3342		3381		
Дата выпуска	090709	090709		090709		
Рем. идент-тор						
Рез. ремонта						
Проверка гермет.	✓	✓		✓		
Идентифик. II	7YIADNH CRTYFWG	7PZYAWH C82WD5H		778V7WH ---		

# 1	Start up	① Измерение кол-ва
✓		
# 2	Conditioning	① Измерение кол-ва
✓		
# 3	Clean run Clean run Injector	① Измерение кол-ва
✓		
# 4	Leak test Leak test Injector - low pressure	① Проверка гермет.
✓		
# 5	Leak test Pressure step for leak test	① Проверка гермет.
✓		



**BOSCH**EPS945  
CD-TestDataV 4.35.1.3  
2016/A 1.4.1.113.12.2016 17:12:15  
Общая проверка

Типовой № детали		Обозначение типа		Дата изменения		Компенсация	
0445115046 --		CRI 3-16		28.07.2011		IX	
Изготовитель	Компонент	Тип		Точка регул.	Температура		
Bosch	CRI	Piezo			40 °C		

	Инжектор А	Инжектор В	Инжектор С	Инжектор D	Инжектор E	Инжектор F
Серийный номер	3352	3342		3381		
Дата выпуска	090709	090709		090709		

# 6 Leak test  
✓ Leak test Injector - high pressure

Проверка гермет.

# 7 Conditioning  
✓ Conditioning test bench

Измерение кол-ва

# 8 Start test  
✓ Start test Injector

Измерение кол-ва

# 9 Back pressure  
✓ Back pressure prepare

Измерение кол-ва

# 10 Conditioning  
✓ Pressure step for ISA

Измерение кол-ва

# 11 Conditioning  
✓ Conditioning for ISA

Измерение кол-ва

# 12 Warm up  
✓ Warm up Testbench for ISA

Измерение кол-ва °C = 40

# 13 ISA detection  
✓ ISA detection

Согласование ISA

# 14 Conditioning  
✓ Pressure step for VL point

Измерение кол-ва

# 15 Warm up  
✓ Warm up Testbench

Измерение кол-ва °C = 40

# 16 Conditioning  
✓ Conditioning for VL point

Измерение кол-ва



