

Название фирмы:

Дата: 24.02.2020

CR результат теста

Инжектор:	Клиент:
Номер: 546ag	Серийные номера:
test	
Тип: PIEZO-Siemens	
Иноф: CRI	1: 3:
	2: 4:

Параметры теста

Точка	Давление, bar	Импульс, μ s	IPM	Подача, mm^3/st	Обр., mm^3/st		
VE	800		1000	2,2 ... 3,8			
Тест 1	Инжектор	Под, mm^3/st	Обр, mm^3/st	BIP, μ s	Откл., μ s	t, °C	Статус
	1	3,0			0		✓

Точка	Давление, bar	Импульс, μ s	IPM	Подача, mm^3/st	Обр., mm^3/st		
VE	1600		1000	2,2 ... 3,8			
Тест 1	Инжектор	Под, mm^3/st	Обр, mm^3/st	BIP, μ s	Откл., μ s	t, °C	Статус
	1	3,0			0		✓